



## Puntas 10ul, 10 racks 96 (960 puntas) esteril y filtro ret std

### Descripción

**Puntas para pipeta con filtro de 10 µL con retención estándar (RET STD)** están diseñadas para ofrecer precisión y seguridad en técnicas de biología molecular y otras aplicaciones críticas de laboratorio.

Fabricadas en **polipropileno (PP) de alta calidad**, incluyen **filtro integrado**, evitando contaminación cruzada y protegiendo la pipeta. Su **retención estándar** asegura dispensación confiable y reproducible en cada pipeteo.

Presentadas en **10 racks de 96 puntas cada uno**, listas para usar en pipetas de 10 µL. Ideales para laboratorios que requieren alta precisión, eficiencia y seguridad en la manipulación de líquidos pequeños.

### Características destacadas

- Volumen: **10 µL**
- Material: **Polipropileno (PP)**
- Con filtro integrado

- Retención estándar (RET STD)
- Estériles
- Presentación: **10 racks de 96 puntas (960 piezas)**

## Beneficios para el usuario

- Evita contaminación cruzada gracias al filtro integrado
- Precisión en la dispensación de pequeños volúmenes
- Compatible con pipetas estándar sin ajustes adicionales
- Estériles, aptas para aplicaciones críticas
- Racks organizados para manejo eficiente en laboratorio