



Refrigerador para banco de sangre iBR105-GX

Descripción

Refrigerador para banco de sangre iBR105-GX de Helmer El **iBR105-GX de Helmer** combina la tecnología **OptiCool™** con el avanzado **Centro de Información i.C3®**, lo que asegura una protección confiable de los productos. **Además**, como parte de la línea **i.Series®**, este refrigerador bajo mostrador es ideal para espacios pequeños. **De esta manera**, su diseño optimizado permite instalarlo bajo encimeras, lo que lo hace perfecto en áreas con limitaciones de espacio.

Características principales Refrigerador para banco de sangre iBR105-GX

- **Rendimiento superior:** La tecnología **OptiCool™** utiliza un compresor de capacidad variable y refrigerantes naturales. **Por lo tanto**, garantiza uniformidad y estabilidad de temperatura entre **+2 °C y +10 °C**.
- **Eficiencia energética:** Es entre un **50 % y un 65 % más eficiente** que los modelos tradicionales. **Asimismo**, su consumo de solo **1,37 kWh/día** reduce costos y el impacto ambiental.
- **Funcionamiento silencioso:** Con un nivel de ruido de **42 dB**, crea un entorno de trabajo más tranquilo y cómodo.
- **Gran capacidad:** Almacena hasta **78 bolsas de sangre** e incluye **2 cajones sólidos y herméticos**, lo que permite una organización flexible.
- **Monitoreo avanzado i.C3®:** La pantalla táctil a color ofrece control completo. **De hecho**, permite monitoreo constante, registros de información y funciones de

seguridad.

- **Diseño versátil:** Se ajusta perfectamente bajo encimeras estándar que cumplen con la normativa ADA. **En consecuencia**, se adapta a diferentes configuraciones de laboratorio.
- **Seguridad garantizada:** El sistema de alarmas audibles y visuales notifica de inmediato cualquier incidente, como fallas de energía o puertas abiertas.
- **Calidad y certificaciones:** Fabricado con materiales de alta calidad, cumple con los estándares más exigentes. **Finalmente**, cuenta con certificaciones **Energy Star®**, **QPS, CE y RoHS**, lo que respalda su fiabilidad y durabilidad.