



RV 10 digital V

Descripción

El **RV 10 digital V** es la evolución de la reconocida gama de rotavapores RV 10, diseñado para ofrecer procesos de destilación seguros, eficientes y reproducibles. Este modelo incluye un **baño de calentamiento universal de 4 L**, un **juego de vidrio vertical**, avanzadas funciones de seguridad y modernas interfaces digitales. Gracias a su volumen de baño optimizado, permite tiempos de calentamiento cortos, mientras que su condensador aprovecha de manera altamente eficiente la **superficie de refrigeración de 1500 cm²**, garantizando un rendimiento comparable al de equipos de gama superior.

Información Técnica

- **Tipo de enfriamiento:** Vertical
- **Superficie de enfriamiento:** 1500 cm²
- **Principio del motor:** DC
- **Rango de velocidad:** 5 – 280 rpm
- **Dirección reversible de la rotación:** Sí

- **Elevador:** Motorizado
- **Movimiento:** 140 mm
- **Rango de temperatura de calefacción:** Temp. ambiental – 180 °C
- **Potencia de calefacción:** 1350 W
- **Control de calentamiento preciso:** 1 K