



Secador de laminillas KD-H NEW

Descripción

El [Secador de laminillas KD-H](#) es un equipo esencial para laboratorios de histología, patología y análisis clínico. **Además**, ofrece un secado uniforme, preciso y de alta capacidad para cortes de tejido en portaobjetos. **Por ello**, su tecnología de control térmico avanzado garantiza un horneado estable que preserva la integridad de las muestras.

Su estructura dividida e independiente permite una **instalación flexible**, ideal para espacios de trabajo reducidos o modulares. **Asimismo**, el KD-H está diseñado pensando en la eficiencia operativa y el ahorro de espacio.

Interfaz y Control de Temperatura

El equipo cuenta con una **interfaz digital intuitiva** con botones táctiles y pantalla LED de alta visibilidad. **Además**, incorpora un sistema de calentamiento PID inteligente que asegura un control exacto de la temperatura. Esto evita sobrecalentamientos y mantiene la estabilidad térmica en todo momento.

Características principales

- **Diseño modular e independiente:** permite conectar y combinar módulos según las necesidades del laboratorio, ahorrando espacio y puertos de energía.

- **Control táctil con pantalla LED:** operación intuitiva y luz indicadora del estado de calefacción para mayor control visual.
- **Calentamiento PID inteligente:** sensor de temperatura de alta precisión con triple protección contra sobrecalentamiento para mayor seguridad y eficiencia.
- **Iluminación LED ajustable:** facilita la supervisión del horneado de las laminillas (opcional).
- **Mesa de horneado de alta conductividad térmica:** capacidad para hasta 100 portaobjetos simultáneamente.
- **Control independiente de temperatura en la mesa:** detecta directamente la temperatura superficial, garantizando uniformidad.
- **Estructura inclinada especial:** facilita el drenaje previo al horneado y evita acumulaciones de líquidos.
- **Mesa de sellado de cera integrada:** permite un sellado seguro tras el corte de bloques de cera, protegiendo las muestras.