



Secador de laminillas KD-H

Descripción

El **Secador de laminillas KD-H** es un equipo esencial en laboratorios de histología y patología, diseñado para garantizar el secado uniforme y rápido de laminillas. Su estructura compacta y su temperatura ajustable permiten un control preciso, facilitando el flujo de trabajo y asegurando resultados de alta calidad en cada preparación.

Descripción

Placa calefactora de alta calidad con control de teclado, memoria automática por microordenador y pantalla de tubo digital.

Calentamiento rápido, larga vida útil y ahorro de energía, debido al uso de un elemento calefactor de nuevo tipo; Se muestran tanto las temperaturas reales como las preestablecidas; Funciones de memoria y restauración automáticas: después del inicio, todos los datos de temperatura preestablecidos se almacenan automáticamente en el sistema; Material de superficie negro especial que se caracteriza por su fuerte resistencia a la abrasión y la corrosión

Especificaciones técnicas

- Rango de temperatura: se ajusta continuamente en un rango de RT a 90 °C y se mantiene automáticamente;
- Precisión del control de temperatura: ± 1 °C;

-
- Temperatura ambiental adecuada: 0 – 90 °C;
 - Voltaje de trabajo: CA 220 V $\pm$ 10% 50 Hz (modelo estándar); CA 110 V $\pm$ 10% 60 Hz
 - Potencia: 200 W
 - Dimensiones: 340 × 350 × 120 mm (ancho × profundidad × alto)
 - Peso neto: 5 kg