



Secador de laminillas KD-HI

Descripción

El **Secador de laminillas KD-HI** es un dispositivo avanzado diseñado para satisfacer las exigencias de laboratorios de histología, patología y análisis clínico que requieren un secado uniforme, rápido y confiable de portaobjetos. Este equipo destaca por su capacidad de mantener un control térmico preciso, lo que garantiza que las muestras se procesen en condiciones óptimas, evitando daños por calor excesivo o tiempos de exposición irregulares.

Gracias a su **sistema computarizado de control mediante microprocesador importado**, el KD-HI permite configurar y monitorear fácilmente parámetros críticos como la temperatura de trabajo, el estado operativo y los tiempos de encendido/apagado, todo desde una interfaz intuitiva con pantalla digital de alta visibilidad. Además, cuenta con **funciones de memoria y temporizador programable**, lo que facilita la operación continua sin intervención constante del usuario.

Descripción técnica optimizada

- Control automático mediante microprocesador importado de un solo chip para una operación simple y estable.
- Pantalla digital de gran tamaño con caracteres claros y visibilidad en cualquier ángulo.

- Visualización en tiempo real de temperatura configurada, temperatura de trabajo y estado operativo en una sola interfaz intuitiva.
- Sistema de calentamiento con control PID y bloque de medición de temperatura integrado de alta precisión, importado de EE.UU.
- Elemento calefactor de nueva generación: rápido, uniforme y duradero.
- Función de memoria que guarda la temperatura preestablecida automáticamente después del uso.
- Encendido y apagado automático programable por día y hora, para mayor practicidad y ahorro energético.
- Fabricado en material negro especial, resistente a la corrosión y al desgaste, ideal para uso prolongado en laboratorio.