



Secador de laminillas KD-THIII

Descripción

El **Secador de laminillas KD-THIII** integra un programa de control totalmente computarizado con microprocesador importado, **lo que garantiza** un rendimiento confiable y una operación sencilla. **Además**, su módulo digital permite visualizar en tiempo real la temperatura de trabajo y el estado del equipo, haciendo la operación más intuitiva.

Ventajas y características principales

- **Control PID bidireccional:** Cada zona térmica (bandejas y ollas) mantiene temperaturas estables sin interferencias cruzadas, **por lo tanto** asegura un horneado uniforme.
- **Diseño de doble cilindro con control independiente:** Permite adaptar el horneado según el tipo de muestra.
- **Iluminación LED de bajo voltaje:** Ajustable inteligentemente para mejorar la visibilidad sin deslumbramiento.

- **Ollas calefactoras intercambiables:** Disponibles en vidrio de borosilicato o aluminio con incrustación de vidrio, **lo que facilita** la limpieza y asegura eficiencia térmica.
- **Temporizador semanal programable:** Permite configurar encendido y apagado por zonas o para todo el equipo, **así** se optimiza el uso energético.
- **Sistema de seguridad triple contra sobrecalentamiento:** Garantiza un uso continuo sin riesgos.
- **Mesa de horneado modular y antiderrames:** Fabricada en material negro especial, resistente a la corrosión, con superficie dentada para manipulación segura y cómoda.
- **Mesa de sellado de cera móvil:** Facilita y agiliza el flujo de trabajo tras el corte de bloques de parafina.