



Sensor de temperatura inalámbrico LoRa® SPY Reference

Descripción

El **Registrador de Datos LoRa® SPY Reference JRI** es un dispositivo de referencia para la calibración de la gama **LoRa® SPY**. Permite medir y registrar la temperatura con **alta precisión**, ideal para la monitorización de equipos con rangos de temperatura muy limitados.

Gracias a sus características metrológicas, se adapta perfectamente a entornos donde se requiere **control de temperatura extremadamente preciso**.

Todos los datos recopilados se gestionan a través de la **plataforma web JRI MySirius**, facilitando el seguimiento, la visualización de tendencias y la emisión de informes de manera segura y confiable.

Beneficios

- **Conectividad LoRaWAN™** de largo alcance
- **Listo para usar** con indicadores LED de funcionamiento y alarmas
- **Pantalla LCD** para monitoreo rápido de datos

- **Alta precisión** en medición de temperatura
- **Sonda externa** para adaptabilidad y calibración fácil
- **Ojales de fijación e imanes integrados** para instalación flexible
- **Batería reemplazable** para prolongar su uso