



Sensor inalámbrico de temperatura ultrabaja LoRa® SPY T3

Descripción

El **Registrador inalámbrico LoRa® SPY T3** está diseñado para **monitorizar bajas temperaturas**, ideal para **congeladores ultrabajos y tanques de nitrógeno líquido (LN₂)**. Gracias a su **sonda externa** y **imán integrado**, el sensor se puede colocar en el exterior del equipo, permitiendo visualizar los datos de medición sin abrir el congelador.

Los datos se transmiten a la **plataforma segura JRI MySirius** mediante **LoRaWAN™** o un **Micro Gateway de red privada**, asegurando monitoreo continuo. En caso de **excursiones de umbrales**, se envían **alertas inmediatas**, protegiendo los productos sensibles a temperatura.

Beneficios

- **Conectividad LoRaWAN™** de largo alcance
- **Listo para usar** con luces LED de funcionamiento y alarmas
- **Pantalla LCD** para visualización directa de mediciones
- **Alta precisión** en temperatura ultrabaja

- **Sonda externa** para contacto seguro con el área de medición
- **Ojales de fijación e imán integrado** para instalación flexible
- **Batería reemplazable** para uso prolongado