



SER 158 Extractor Automático con Solventes

Descripción

El **SER 158 Extractor Automático con Solventes** de **VELP** Scientifica es un equipo avanzado diseñado para la extracción rápida y precisa de materia extraíble en muestras sólidas, como grasas, aceites, plásticos y pesticidas. Utiliza la técnica de extracción sólido-líquido según el método Randall, permitiendo realizar análisis hasta 5 veces más rápidos que los métodos tradicionales como Soxhlet. Disponible en modelos de 3 y 6 posiciones, este extractor es ideal para laboratorios que requieren alta productividad y precisión.

□ Características Principales

- **Capacidad de Muestras:** Modelos disponibles para 3 y 6 muestras simultáneas, con posibilidad de expansión hasta 24 muestras conectando unidades adicionales.
- **Conectividad en la Nube:** Equipado con la plataforma VELP Ermes, permite monitorear y controlar los análisis de forma remota desde cualquier lugar.
- **Automatización Completa:** Reduce la intervención del operador a solo 2 minutos por análisis, maximizando la eficiencia del laboratorio.

- **Cumplimiento de Normas Internacionales:** Opera conforme a estándares como AOAC, ISO, EPA, APHA y UNI, asegurando resultados confiables y reconocidos globalmente.
- **Diseño Seguro y Eficiente**