



Stomacher® 3500 Thermo Bioreactor Lab Blender

Descripción

El **Stomacher® 3500 Thermo Biorreactor** está diseñado para la **industria porcina** y laboratorios de microbiología, facilitando la preparación de muestras para la **detección de Trichinella**.

Su **elemento calefactor integrado en la puerta** permite digerir muestras de carne de cerdo directamente en la **bolsa Stomacher®** con enzima y ácido HCl. La suspensión resultante se **tamiza y examina mediante microscopía**, asegurando una detección precisa del parásito.

Compatibilidad con bolsas Stomacher®

- **BA6042 Standard 3500 (60 µm):** adecuada para operaciones estándar.
- **BA6042/HD (80 µm):** bolsa de servicio pesado para aplicaciones más resistentes.
- **Nueva bolsa autoclavable Stomacher® 3500:** primera bolsa de batidora de paletas diseñada para **esterilización en autoclave**, ideal para métodos de esterilidad posteriores a las pruebas.

Ventaja clave

- Precisión, repetibilidad y trazabilidad en la preparación de muestras.