




Stomacher® Bag Rack laboratorio

Descripción

Stomacher® Bag Rack para laboratorio

El **Stomacher® Bag Rack para laboratorio** es un soporte práctico que ayuda a sujetar, organizar y manejar bolsas de muestra de manera sencilla. Además, es compatible con varios tamaños de bolsas Stomacher® (80 ml, 400 ml y 3500 ml). De esta manera, permite mantener las bolsas en posición vertical y facilita el llenado, el etiquetado y el manejo antes o después de la homogeneización.

Por lo tanto, el **Stomacher® Bag Rack para laboratorio** mejora el flujo de trabajo en cualquier entorno. También reduce el riesgo de derrames y evita la contaminación cruzada. En consecuencia, es una opción ideal para laboratorios de microbiología, investigación en alimentos, farmacéuticos y clínicos. Así, ofrece un entorno más seguro y organizado, asegurando resultados confiables.

El soporte está fabricado con materiales resistentes y duraderos. Además, se desmonta con facilidad, lo que hace que su limpieza sea rápida. Aunque no puede esterilizarse en autoclave, se puede usar repetidamente sin perder calidad.

Características principales:

- Capacidad para **10 bolsas**.
- Compatible con bolsas de **80 ml, 400 ml y 3500 ml**.
- Diseño desmontable para una **limpieza sencilla**.
- Estructura estable que **evita derrames**.
- Fabricado con **materiales resistentes**.

En conclusión, el **Stomacher® Bag Rack para laboratorio** es un accesorio indispensable. Así, aporta orden, seguridad y eficiencia en la preparación de muestras, optimizando cada paso del trabajo.