

Equipa tu laboratorio con un 10% de descuento durante el mes de septiembre



Microtomo Marca Kedee Modelo KD-2268

Microtomo manual de alta precisión con rango de ajuste de 0 a 60 micras
 Incrementos de 1 micras en rango de 0 a 20 micras
 Incrementos de 5 micras en rango de 20 a 60 micras
 Tamaño máximo de muestra de 60 x 50 mm
 Sistema de retracción de la muestra, sistema de bloqueo para máxima seguridad
 Soporte para cuchilla desechable de perfil bajo
Incluye 1 caja de 50 cuchillas Feather R35 perfil bajo GRATIS



\$122,000.00 + IVA



Centro de Inclusión de Tejidos Marca Kedee Modelo KD-BMIII & KD-BLIII

Capacidad de la cámara de parafina: 4 lt
 Encendido y apagado programable, hasta 99°C.
 Placa fría de +5 a -20°C

Microscopio Marca Euromex Mod IS.1153-EPLI + Cámara Digital WIFI DC.5000

Óptica corregida al infinito, Revolver quintuple, Iluminación NeoLED 3W
 Cabezal tricocular, Oculares 10x/20mm, Condensador Abbe AN 1.25 regulable en altura
 Juego de 4 objetivos E-plan 4x/10x / S40x / S100x, Platina sin cremallera 187x 140mm
 Cámara 5.0 MP con Sensor CMOS 1/ 2.5 Filtro RGB. Filtro IR Montura C.



\$2,500.00 + IVA

Paquete de Portaobjetos y Cubreobjetos Citotest



50 cajas de 50 portaobjetos liso 75x25 (0302-0005)
10 cajas de 100 cubreobjetos 22 x 22 (0340-1120)
10 cajas de 100 cubreobjetos 24x50 (0340-3620)

20 Bolsas de 1 kg de Parafina Marca Citotest (0200-0014)

Parafina purificada libre de DMSO, para cortes suaves, minimizar compresión y ruptura de tejidos.

Permite cortes de 2 micras. Se suministra en forma de perlas.
 Temperatura de fusión de 54 a 56°C




\$3,600.00 + IVA

Casetes para Inclusión de Tejidos Marca Citotest (0100-1115-08)

Fabricados en POM, 100% resistentes a la acción química de solventes histológicos.
 Inclined a 45°.

Orificios rectangulares de 5.0 mm x 1.0 mm, 2 áreas rectangulares para escritura
 Caja con 2000 piezas en color verde



10 Paquetes de 50 cuchillas Feather R35

\$28,000.00 + IVA



Pregunta por nuestros planes de financiamiento en Equipamiento

www.abatec.com.mx



Contamos con servicios de mantenimiento en todo el país

ventas@abatec.com.mx