



CATÁLOGO EQUIPOS NUAIRE 2025-2026

www.abatec.com.mx



ventas@abatec.com.mx

GABINETE DE SEGURIDAD BIOLÓGICA

CLASE II TIPO A2



NU-540-300

41.6 in x 61 in

NU-540-400

53.6 in x 61 in

NU-540-500

65.6 in x 61 in

NU-540-600

77.6 in x 61 in

CLASE II TIPO B1



NU-427-400

53.6 in x 61 in

NU-427-600

77.6 in x 61 in

CLASE II TIPO B2



NU-560-400

53.6 in x 61 in

NU-560-600

77.6 in x 61 in

CARACTERÍSTICAS

- Calidad del Aire en zona de trabajo (ISO 14644) ISO-Clase-5
- Monitor de Flujo de Aire Presión
- Construcción del Gabinete Acero inoxidable Cal 16/18 GA, tipo 304
- Sistemas de control disponibles Aeromax, Flow Gard, Touchlinck
- Flujo descendente FPM (m/s) 60 pies por minuto (0,30 m/s)
- Filtros HEPA 99,99 % de eficiencia a 0,3 micras
- Abertura de acceso a la zona de Trabajo 8, 10 pulgadas (203, 254 mm)

OPCIONALES

- Paredes laterales de cristal templado
- Barras con ganchos para bolsas IV
- Abertura de acceso de 10" (254 mm)
- Paso de cable NSF en la pared lateral izquierda
- Válvulas de servicio (vacío, gas, etc.)
- Iluminación LED

CABINAS DE FLUJO DE AIRE LAMINAR



NU-140-330

38 in x 51 in

NU-140-430

50 in x 51 in

NU-140-530

62 in x 51 in

NU-140-630

74 in x 51 in

CARACTERÍSTICAS

- Protección de productos de aire limpio ISO Clase 5
- Cumplimiento USP 797
- ISO 14644-1
- Sistema de control Aeromax
- Motor de ultra alta eficiencia
- Flujo laminar robusto de 0,46 m/s (90 FPM)
- Filtración HEPA
- Tamaños disponibles: 3ft. (0.9m), 4ft. (1.2m), 5ft (1.5m), 6ft (1.8m)

OPCIONALES

- Paredes laterales de policarbonato
- Superficie de trabajo Nevamar con núcleo de PVC
- Barras con ganchos para bolsas IV
- Contactos eléctricos
- Válvulas de servicio (vacío, gas, etc.)
- Iluminación LED

ULTRACONGELADORES -86°C



CARACTERÍSTICAS

- Rango de temperatura de -40 °C a -86 °C
- Temperatura precisión °C ±1
- Uniformidad de temperatura °C ±5
- Sistema de refrigeración en cascada equilibrado
- Refrigerantes de hidrocarburo (HC) ecológicos y energéticamente eficientes

APLICACIONES

- Muestras clínicas y de laboratorio
- Almacenamiento de vacunas y más

-  Desempeño Confiable
-  Alarma Multifunción
-  Bajo ruido ≤ 49dBA
-  Puerto estándar USB

NU-99728JGA

115V 60Hz (728L)

NU-99578JGA

115V 60Hz (578L)

NU-99100J

100L

CARACTERÍSTICAS

- Limpieza del Aire (ISO 14644) ISO-CLASE-5
- Precisión de Co2 ± 0,1%
- Recuperación de CO2 Hasta 5% ± 0,2% / -0,5 En 5 Minutos Promedio
- Sistema de Control Nutouch
- Temperatura Precisión °C ± 0,1%
- Control de Temperatura Calor Directo / Camisa de agua
- Recuperación de Temperatura 0,12 °C/Min. De Media
- Uniformidad de Temperatura °C ± 0,35 °C A 37 °C
- Capacidad de 160 litros
- Control de temperatura, CO2, humedad y O2
- Filtración HEPA
- Ciclos de esterilización

INCUBADORAS DE CO2

OPCIONALES

- Puerta seccionada
- Cámara de aleación de cobre
- Bandeja de Agua de cobre
- Interruptor automático de tanque
- Regulador de CO2 de etapa única
- Regulador de CO2 de dos etapas
- Regulador de N2 dos etapas
- Kit de mangueras
- Plataforma con Ruedas /Niveladores



NU-5710

160L

NU-5700

160L

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE ANIMALES



NU-620-300

80.5 in x 48 in

NU-620-300

80.5 in x 54 in

NU-620-300

92.5 in x 66 in

DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO



AbaTec es el **único** en México autorizado para realizar mantenimientos a los equipos Nuaire.

Nuestro personal del área de Servicio Técnico, está altamente calificado y certificado ante Nuaire para realizar todo tipo de mantenimiento, ya sea correctivo, preventivo o diagnóstico.

Contacta a: servicio@abatec.com.mx para tu cotización



ABATEC[®]

Abastecedora Tecnológica Especializada SA de CV



Guadalajara

Av. de la libertad 902
Col. Tepeyac Casino C.P. 45047
Zapopan Jal.
33 3620 1214
33 3620 1215

Cd. de México

Calle Amores 1618
Despacho 802
Col. Del Valle, Alcaldía Benito
Juárez C.P. 03100 Ciudad de
México
55 5639 0210
55 7095 5727

Monterrey

Av. Miguel Alemán KM 14.2
Loc. 31, Col. Parque
Industrial Alianza C.P. 66633
Apodaca Nuevo León.
81 8380 1234

Atención 24/7

GDL. 33 1601 8564
GDL. 33 1604 6095

CDMX. 55 4949 8594
CDMX. 55 1155 4607

MTY. 81 1912 7876



ventas@abatec.com.mx



www.abatec.com.mx