

Agitador magnético personalizable IKA myPlate

Descripción

IKA myPlate: Personalización y Rendimiento en un Solo Equipo

El Agitador magnético personalizable IKA myPlate es un agitador magnético único en el mercado. Combina la funcionalidad de los modelos **IKA color squid** y **big squid**, pero añade un detalle especial: la posibilidad de personalización. Gracias a su marco intercambiable, los usuarios pueden colocar imágenes decorativas o fotografías personales. De esta forma, el equipo no solo cumple con su función en el laboratorio, sino que también aporta un toque creativo y motivador al espacio de trabajo. Además, el myPlate conserva la calidad reconocida de IKA. Incorpora un motor controlado electrónicamente, una superficie de vidrio con alta resistencia química y un indicador digital de velocidad. Asimismo, ofrece un rango de agitación de **100 a 2,500 rpm**, lo que asegura precisión y estabilidad en cada proceso.

Beneficios clave

- **Personalización creativa**: marco intercambiable para imágenes o diseños propios.
- **Potente y confiable**: agita hasta 1.5 L (H_2O) con gran estabilidad.
- **Alta resistencia química**: superficie de vidrio duradera y fácil de limpiar.
- **Control preciso**: indicador LED con valores programados y reales de velocidad.
- **Rango versátil**: 100 – 2,500 rpm con ajuste fino de 10 rpm.
- **Diseño compacto y ligero**: solo 0.76 kg, ideal para cualquier espacio.
- **Eficiencia energética**: bajo consumo de 4 W y modo standby de 1 W.

ventas@abatec.com.mx

En conclusión, el Agitador magnético personalizable IKA myPlate no solo ofrece un rendimiento confiable y eficiente, sino que también permite personalizar el entorno de trabajo. Así, cada laboratorio puede contar con un equipo práctico, duradero y con un estilo único.