

Loopster Basic: Agitador rotativo para mezclas delicadas

Descripción

Loopster Basic: Agitador rotativo para mezclas delicadas: Mezclas Suaves y Confiables

El Loopster Basic: Agitador rotativo para mezclas delicadas es un agitador rotativo confiable, diseñado para el mezclado suave pero eficaz de muestras biológicas. Además, es ideal para sangre, polvos y líquidos en tubos de hasta 50 ml. Su diseño permite ajustar el ángulo de rotación y cuenta con plataformas desmontables. De esta manera, la limpieza es rápida y segura. Por lo tanto, se convierte en una herramienta práctica para laboratorios que requieren procesos precisos y repetibles.

Agitación y rendimiento

- Movimiento rotativo con velocidad fija de 20 rpm.
- Ángulo de inclinación ajustable de 0° a 90°, adaptable a distintos tubos y matraces.
- Adecuado para separación y mezcla de líquidos o polvos.
- Funciona de manera continua, así asegura eficiencia en el laboratorio. Mientras tanto, mantiene un rendimiento estable.

Plataforma y limpieza

- Plataformas extraíbles para una limpieza sencilla.

ventas@abatec.com.mx

- Compatible con diferentes tipos y tamaños de recipientes.
- Puede usarse dentro de incubadoras entre 4 y 50 °C. En cambio, otros modelos no ofrecen esta flexibilidad. Por otro lado, su diseño compacto ahorra espacio.

Manejo y seguridad

- Control mediante teclado de membrana, simple y confiable.
- Clase de protección IP21, que brinda seguridad frente a gotas de agua. Al mismo tiempo, garantiza un uso seguro en el día a día.

Información técnica Loopster Basic: Agitador rotativo para mezclas delicadas

- Tipo de movimiento: rotativo
- Peso máximo a agitar: 2 kg
- Dimensiones: 300 × 360 × 300 mm
- Peso: 3.644 kg
- Temperatura ambiental permitida: 4–50 °C
- Humedad relativa permitida: hasta 80 %
- Voltaje: 100–240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- DC: 24 V
- Consumo de energía: 1000 mA

En resumen, el Loopster Basic combina suavidad y eficacia en la mezcla de muestras. Asimismo, ofrece facilidad de uso, limpieza rápida y seguridad en cada aplicación. Sin embargo, lo que más destaca es su versatilidad. Finalmente, es una solución práctica y confiable para laboratorios que buscan resultados consistentes. Por consiguiente, se convierte en un aliado esencial en el trabajo diario. Entonces, es la elección ideal para quienes valoran precisión y confiabilidad.

ventas@abatec.com.mx