

Agitador S-100

Descripción

El **agitador magnético S-100** de Peak Instruments es un dispositivo compacto y eficiente diseñado para mezclar soluciones líquidas en entornos de laboratorio. A continuación, se detallan sus características principales:

□□ Características destacadas

- **Control por microprocesador**: permite un ajuste preciso y estable de la velocidad de agitación.
- **Rango de velocidad**: 0–2300 r/min, adecuado para una variedad de aplicaciones.
- **Plataforma de agitación**: diámetro de 100 mm, ideal para pequeños volúmenes.
- **Pinza para electrodo**: compatible con electrodos de Ø16 mm (2 orificios) y Ø13 mm (1 orificio), facilitando la integración con medidores de pH y otros dispositivos.
- **Compatibilidad**: diseñado para su uso con los medidores de pH y otros instrumentos de Peak Instruments.

ventas@abatec.com.mx

□□ Aplicaciones ideales

Este agitador es especialmente útil en laboratorios de investigación, control de calidad y análisis ambiental, donde se requieren mezclas homogéneas de soluciones líquidas.

ventas@abatec.com.mx