

Aislador aséptico de compuestos NU-PR797

Descripción

El Aislador aséptico **NuAire** **NU-PR797** es un **Compounded Aseptic Isolator (CAI)** diseñado para farmacias que preparan **medicamentos estériles no peligrosos**. Cumple con la **norma USP <797>**, proporcionando un entorno **ISO Clase 5** seguro y eficiente gracias a su **flujo de aire HEPA** con 20 renovaciones por minuto.

La cámara de trabajo mantiene **presión positiva**, superior a la de la cámara de intercambio, evitando la entrada de contaminantes y asegurando la **integridad del producto**. Además, incluye:

- **Ventana frontal abatible**
- **Puerta de transferencia**
- **Manómetros minihelic estándar**
- **Monitor digital PharmaGard™** (opcional), que alerta ante cualquier desviación de presión

Características Destacadas

ventas@abatec.com.mx

Ventana de transferencia con contrapeso

- Integrada en la pared intercámara, aislada del producto estéril
- Permite un movimiento suave con un solo dedo
- Mejora la ergonomía y seguridad del operador

Sistema de barrera de acceso restringido con contrapeso para ventana interior

Barra IV ajustable

- Tres posiciones de barra IV incluidas de serie
- Facilita el trabajo dentro del CAI
- Optimiza la visibilidad y el espacio de trabajo

ventas@abatec.com.mx