

Analizador de Humedad PMB 163

Descripción

El Analizador de humedad **PMB 163** de alta precisión, ideal para laboratorios, plantas de producción y control de calidad. Combina un manejo sencillo, conectividad avanzada y un sistema de calentamiento eficiente que asegura resultados confiables y repetibles en todo tipo de muestras.

Su función de ajuste automático de pruebas permite recuperar fácilmente ensayos frecuentes sin necesidad de reprogramar. Además, gracias a sus interfaces USB y RS-232, se conecta rápidamente a computadoras e impresoras para almacenar métodos y resultados, sin requerir software adicional.

La lámpara halógena de 400 W garantiza un calentamiento uniforme en incrementos de 1 °C, con tres opciones de calentamiento que se adaptan a distintos materiales y métodos de análisis.

Características principales

- **Capacidad**: 160 g
- **Legibilidad**: 1 mg / 0.01 % humedad

ventas@abatec.com.mx

- **Rango de temperatura**: 50 °C a 160 °C, ajustable en incrementos de 1 °C
- Lámpara halógena de **400 W**, de respuesta rápida.
- **Tres modos de calentamiento**: aceleración rápida, temperatura escalonada y temperatura individual.
- Memoria interna para **49 recetas y 99 resultados**, con opción de almacenamiento en memoria USB.

ventas@abatec.com.mx