

Analizador de Humedad PMB 163-115V

Descripción

El Analizador **PMB 163-115V** de la serie PMB es un **analizador de humedad de alta precisión**, diseñado para laboratorios, plantas de producción y control de calidad. Combina facilidad de uso, conectividad avanzada y un sistema de calentamiento eficiente para obtener resultados **confiables y reproducibles** en diversos tipos de muestras.

Su **función de prueba automática** permite recuperar ensayos frecuentes sin necesidad de reprogramación, lo que ahorra tiempo y mejora la productividad. Además, con interfaces **USB y RS-232**, se conecta fácilmente a computadoras e impresoras para almacenar datos y configuraciones sin requerir software adicional.

La **lámpara halógena de 400 W** ofrece un calentamiento uniforme y rápido, ajustable en incrementos de 1 °C. Sus múltiples modos de calentamiento brindan la flexibilidad necesaria para adaptarse a distintos materiales y métodos de prueba.

⚙ Características principales

- **Capacidad:** 160 g
- **Legibilidad:** 1 mg / 0.01 % humedad

ventas@abatec.com.mx

- **Alimentación:** 115V
- **Rango de temperatura:** 50 °C a 160 °C, ajustable en incrementos de 1 °C
- **Lámpara halógena de 400 W**, de respuesta rápida y uniforme
- **Tres modos de calentamiento:** rápido, escalonado e individual
- **Memoria interna:** almacena 49 recetas y 99 resultados, ampliable mediante memoria USB

ventas@abatec.com.mx