

Autoclave GR60SA con modo para desechos médicos

Descripción

Autoclave GR60SA con modo para desechos médicos

Autoclave GR60SA: Esterilización Rápida y Eficiente para Desechos Médicos

El **Autoclave GR60SA** es la opción ideal para esterilizar instrumentos y desechos médicos en hospitales, clínicas y laboratorios. Con una capacidad de **60 litros**, ofrece un rendimiento excepcional y un diseño compacto que permite su instalación incluso en espacios reducidos. Además, garantiza un tratamiento seguro y eficaz para mantener altos niveles de bioseguridad en todo momento.

Características Principales del Autoclave GR60SA con Modo para Desechos Médicos

- **Enfriamiento rápido:** Gracias a su ventilador, el tiempo de espera entre ciclos se reduce significativamente, mejorando la eficiencia operativa. Esto es especialmente útil cuando se requiere un flujo de trabajo rápido.

ventas@abatec.com.mx

- **Alimentación automática de agua:** Este sistema elimina la necesidad de añadir agua con frecuencia, lo que facilita su uso continuo. Como resultado, se ahorra tiempo y se mejora la comodidad en el proceso de esterilización.

- **Esterilización a alta temperatura:** Con una temperatura máxima de **138°C**, asegura una esterilización profunda y segura. Esto es crucial para eliminar cualquier posible contaminación, garantizando que los instrumentos estén completamente desinfectados.

- **Programa múltiple:** El autoclave ofrece diversas opciones para esterilizar diferentes tipos de materiales. Entre ellos se incluyen sólidos, líquidos y agar, lo que hace que el equipo sea altamente versátil y adaptable a diversas necesidades.

- **Función de secado:** Cumple con las estrictas normas CE, logrando un secado completo al **100%**. Esto asegura que los instrumentos estén listos para ser utilizados de inmediato después de cada ciclo de esterilización.

- **Modo médico/bioseguridad:** Además de su capacidad para esterilizar, el GR60SA cuenta con programas específicos para desechos médicos. Esto garantiza que los residuos se traten de acuerdo con todas las normativas sanitarias y de bioseguridad vigentes.

¿Por qué Elegir el Autoclave GR60SA?

El **GR60SA** es perfecto para quienes buscan un equipo confiable y fácil de operar. Su diseño eficiente no solo cumple con los estándares más exigentes de higiene, sino que también asegura que se mantenga un ambiente de trabajo seguro. Además, con su modo especial para desechos médicos, puedes estar tranquilo sabiendo que el tratamiento de los residuos se realiza conforme a las regulaciones de bioseguridad.

Usos Principales del Autoclave GR60SA:

- Esterilización de instrumentos médicos.

ventas@abatec.com.mx

- Tratamiento de desechos médicos en hospitales y clínicas.

- Esterilización de materiales de laboratorio.

ventas@abatec.com.mx