

Autoclave vertical 100L GI100SW

Descripción

El **Autoclave vertical 100L GI100SW** está diseñado para ofrecer un proceso de esterilización eficiente, seguro y completo. Por ello, es ideal para laboratorios, clínicas y hospitales que necesitan altos estándares de esterilización.

Además, cuenta con una función de secado integrada, la cual ha sido probada al 100 % con algodón, garantizando resultados sin residuos de humedad. Su pantalla LCD de gran tamaño facilita la lectura de los parámetros, mientras que el puerto USB permite exportar datos para una mejor trazabilidad y control documental. También incorpora un ventilador de enfriamiento rápido, que reduce significativamente el tiempo total del proceso.

Por otro lado, este equipo integra un sistema automático de monitoreo de errores con función de corte y alarma sonora. Esto refuerza la seguridad operativa y permite detectar fallas de inmediato.

Características principales del Autoclave vertical 100L GI100SW:

- Enfriamiento rápido: ventilador integrado para acortar el tiempo posterior a la esterilización.

- Pantalla LCD: gran formato que muestra el proceso y detalles mediante diagrama de flujo o texto.

ventas@abatec.com.mx

- Esterilización a alta temperatura: hasta 135 °C.

ventas@abatec.com.mx