

Autoclave vertical FD-29SE

Descripción

La autoclave vertical **FD-29SE** es un equipo de esterilización de alta calidad diseñado para laboratorios, clínicas y entornos educativos. Con una capacidad de 29 litros, esta autoclave ofrece una solución eficiente y segura para la esterilización de instrumentos y equipos.

□□ Características destacadas

- **Capacidad**: 29 litros, ideal para pequeños volúmenes.
- **Temperatura de esterilización**: 105 °C a 135 °C, ajustable según las necesidades del proceso.
- **Tiempo de esterilización**: 1 a 300 minutos, con control preciso para diferentes tipos de carga.
- **Presión de trabajo**: 0.1 a 0.5 MPa, con válvula de seguridad ajustada a 0.29 MPa.
- **Material de la cámara**: Acero inoxidable SUS304, garantizando durabilidad y resistencia a la corrosión.

ventas@abatec.com.mx

- **Modo de esterilización**: Sólido y líquido, adaptándose a diversos tipos de materiales.
- **Controlador**: Sistema de control microprocesado, con monitoreo automático de fallas y protección contra sobrepresión, sobre temperatura y fugas eléctricas.
- **Secado**: Opcional en modelos FD-50SR, FD-80SR y FD-100SR, con temperatura de secado ajustable entre 80 °C y 160 °C.

ventas@abatec.com.mx