

Autoclave vertical FD-50SE

Descripción

El **Autoclave vertical FD-50SE** es un equipo de esterilización de **50 litros**, diseñado para proporcionar un desempeño confiable y seguro en laboratorios, hospitales y centros de investigación. **Además**, gracias a su sistema de **control automático de temperatura y presión**, permite ciclos de esterilización estables y precisos. **Por lo tanto**, se convierte en una herramienta esencial para garantizar la desinfección de materiales y equipos con alta eficiencia.

Asimismo, su estructura fabricada en **acero inoxidable SUS304** ofrece durabilidad y resistencia a la corrosión, mientras que la **pantalla digital** facilita la lectura y ajuste de los parámetros de trabajo. **De igual forma**, incorpora un sistema de protección integral que evita sobrecalentamientos y asegura el correcto cierre de la tapa antes de cada ciclo.

A continuación, se destacan sus principales características técnicas:

1. **Capacidad:** 50 litros, ideal para laboratorios de mediano volumen.
2. **Rango de temperatura:** de 105 °C a 135 °C, ajustable según las necesidades del proceso.
3. **Potencia nominal:** 2,600 W, lo que garantiza calentamiento rápido y uniforme.
4. **Tiempo de esterilización:** configurable entre 1 y 300 minutos para una mayor flexibilidad.

ventas@abatec.com.mx

5. **Sistema de seguridad:** válvula de alivio, bloqueo de tapa, y protección contra sobretemperatura.
6. **Material de la cámara:** acero inoxidable SUS304, resistente y fácil de limpiar.

En conclusión, el **FD-50SE** combina tecnología, seguridad y practicidad. **Por ende**, representa una solución eficiente y confiable para instituciones que buscan mantener los más altos estándares de higiene y esterilización.

ventas@abatec.com.mx