

Autoclave vertical GR85SF para residuos médicos

Descripción

Autoclave vertical GR85SF para residuos médicos

El **Autoclave vertical GR85SF para residuos médicos** ofrece una solución segura, rápida y eficiente para esterilizar desechos en laboratorios y entornos médicos. Además, su capacidad de 85 litros permite procesar grandes cantidades de residuos sin problemas.

Gracias al ventilador de enfriamiento, los tiempos de espera después de cada ciclo se reducen, lo que permite usar el equipo de manera continua. Asimismo, el sistema de alimentación automática de agua evita tener que agregar agua manualmente, facilitando la operación diaria.

Este autoclave cumple con altos estándares de bioseguridad. Por lo tanto, es ideal para clínicas, hospitales y laboratorios que necesitan un manejo seguro y responsable de los residuos médicos.

Características principales

- **Enfriamiento rápido:** ventilador integrado que reduce el tiempo de enfriamiento tras la esterilización.

ventas@abatec.com.mx

- **Alimentación automática de agua:** elimina la necesidad de añadir agua manualmente.
- **Esterilización a alta temperatura:** hasta 138 °C para garantizar la seguridad de los residuos.
- **Programas múltiples:** sólido, líquido, agar-fusión, líquido con calentamiento, secado y rápido.
- **Función de secado:** 100% de secado según norma CE.
- **Opción médica/bioseguridad:** programas específicos para residuos médicos y bioseguridad.

Ventajas del Autoclave vertical GR85SF para residuos médicos

- Esteriliza residuos de forma rápida y segura.
- Reduce los tiempos de espera entre ciclos.
- Facilita la operación diaria gracias a la alimentación automática de agua.
- Garantiza el cumplimiento de normas de bioseguridad.
- Ideal para laboratorios, clínicas y hospitales que manejan residuos médicos.

Conclusión

ventas@abatec.com.mx

En resumen, el **Autoclave vertical GR85SF para residuos médicos** combina seguridad, rapidez y facilidad de uso. Además, su diseño compacto permite transportarlo y ubicarlo fácilmente en cualquier entorno. Por lo tanto, es una herramienta confiable para manejar residuos médicos de forma segura y eficiente.

ventas@abatec.com.mx