

Autoclave vertical GR85SR con función de secado

Descripción

GR85SR

El Autoclave vertical GR85SR con función de secado combina capacidad, eficiencia y funcionalidad avanzada para satisfacer las demandas de esterilización en entornos clínicos y de laboratorio. Cuenta con una capacidad de 85 litros y ofrece varias características que facilitan el trabajo diario.

Características principales del Autoclave vertical GR85SR con función de secado:

- **Enfriamiento rápido:** Está equipado con un ventilador que reduce considerablemente el tiempo de enfriamiento después de la esterilización.
- **Alimentación automática de agua:** Además, el autoclave añade agua automáticamente, evitando la necesidad de recargas frecuentes.
- **Esterilización a alta temperatura:** Puede alcanzar hasta 138℃ para garantizar una esterilización efectiva.

ventas@abatec.com.mx

- **Programas múltiples:** Incluye ciclos para sólidos, líquidos, agar-fusión, líquidos con calentamiento, secado y rápido, adaptándose a diversas necesidades.

- **Función de secado:** Proporciona un secado completo al 100%, cumpliendo con la norma CE.

- **Opción médica/bioseguridad:** También cuenta con programas especiales para manejo de desechos médicos que cumplen con normas de bioseguridad.

Gracias a su diseño compacto y tecnología optimizada, el GR85SR es ideal para centros clínicos y laboratorios que requieren resultados confiables y operación continua. Por lo tanto, su autonomía y facilidad de uso lo convierten en una herramienta eficiente para el control de procesos higiénicos.

ventas@abatec.com.mx