

Balanzas analíticas de la serie Luna LAB 254i

Descripción

La **Balanza Analítica Luna LAB 254i** ofrece **alta precisión y confiabilidad** en cada medición, siendo la solución ideal para laboratorios, universidades y control de calidad en procesos industriales.

Su diseño compacto y moderno, junto con una **pantalla LCD retroiluminada de alto contraste**, facilita la lectura de resultados en cualquier condición de iluminación. Además, integra **funciones avanzadas** como conteo de piezas, pesaje porcentual, acumulación de resultados y tara automática.

La **Balanza Analítica Luna LAB 254i** incluye conectividad mediante **puerto USB y RS-232**, lo que permite transferir datos a computadoras e impresoras sin necesidad de software adicional. Gracias a su **cámara de pesaje con puertas deslizantes**, garantiza precisión evitando interferencias externas.

Es una herramienta confiable para laboratorios que requieren **mediciones exactas, repetibles y con trazabilidad digital**.

⚙ Características principales

- Capacidad: **250 g**

ventas@abatec.com.mx

- Legibilidad: **0.1 mg**
- Pantalla **LCD retroiluminada** de alto contraste
- Cámara de pesaje con **puertas deslizantes**
- Funciones: **conteo de piezas, pesaje porcentual, acumulación y tara**
- Conectividad: **USB y RS-232** para transferencia de datos
- Diseño compacto y robusto, ideal para uso intensivo

ventas@abatec.com.mx