

Balanzas Analíticas y Semi-Micro Equinox-EAB 514i

Descripción

La **Balanza Analítica y Semi-Micro Equinox-EAB 514i** está diseñada para laboratorios, control de calidad e investigación científica. Ofrece **alta precisión y repetibilidad confiable**, ideal para medir pequeñas cantidades con resultados exactos y rápidos.

Su **pantalla LCD retroiluminada** permite una lectura clara en cualquier condición de luz. Gracias a sus **interfaces USB y RS-232**, los datos se transfieren fácilmente a computadoras o impresoras sin necesidad de software adicional. La balanza incluye funciones avanzadas como **tara, conteo y porcentaje**, y su diseño ergonómico y resistente garantiza comodidad y durabilidad en el uso diario.

⚙ Características principales

- Capacidad: hasta **510 g**
- Legibilidad: **0.1 mg**
- Pantalla **LCD retroiluminada**, clara y visible
- Interfaces **USB y RS-232** para transferencia de datos

ventas@abatec.com.mx

- Funciones avanzadas: **tara, conteo y porcentaje**
- Diseño **ergonómico y robusto**, ideal para uso continuo
- Alta **precisión y repetibilidad confiable**

ventas@abatec.com.mx