


Balanzas Analíticas y Semi-Micro Equinox-EAB 124e

Descripción

La **Balanza Analítica y Semi-Micro Equinox-EAB 124e** es un equipo de **alta precisión**, diseñado para laboratorios, control de calidad e investigación científica. Permite **mediciones confiables y repetibles** de pequeñas cantidades, garantizando resultados exactos en cualquier análisis.

Su **pantalla LCD retroiluminada** facilita la lectura en cualquier condición de luz. Con sus **interfaces USB y RS-232**, los datos se transfieren fácilmente a computadoras e impresoras sin necesidad de software adicional.

La **Balanza Analítica y Semi-Micro Equinox-EAB 124e** incluye funciones avanzadas como **tara, conteo y porcentaje**, mientras que su diseño **ergonómico y robusto** asegura durabilidad y comodidad durante el uso continuo. Es ideal para laboratorios de investigación, análisis de calidad y control de procesos.

⚙ Características principales

- Capacidad: **120 g**
- Legibilidad: **0.1 mg**

ventas@abatec.com.mx

- Alta **precisión y repetibilidad confiable**
- Pantalla **LCD retroiluminada**, clara y visible en cualquier entorno
- Interfaces **USB y RS-232** para transferencia de datos
- Funciones avanzadas: **tara, conteo y porcentaje**
- Diseño **ergonómico y resistente**, ideal para uso prolongado

ventas@abatec.com.mx