

Balanzas Analíticas y Semi-Micro Equinox-EAB 314i

Descripción

La **balanza Equinox-EAB 314i** es una balanza de alta precisión diseñada para laboratorios, investigación y control de calidad. Permite mediciones exactas de masas pequeñas con alta repetibilidad y estabilidad, ideal para análisis analíticos y trabajo científico exigente.

Su **pantalla LCD retroiluminada** facilita la lectura en cualquier condición de iluminación. La balanza cuenta con **interfaces RS-232 y USB**, que permiten transferir datos a computadoras e impresoras sin necesidad de software adicional. Su diseño ergonómico y robusto asegura durabilidad y comodidad durante el uso diario.

⚙ Características principales

- **Capacidad:** hasta 310 g (analítica)
- **Legibilidad:** 0.1 mg
- **Alta precisión** y repetibilidad confiable
- **Pantalla LCD retroiluminada**, fácil de leer

ventas@abatec.com.mx

- **Interfaz RS-232 y USB** para transferencia de datos
- Diseño **ergonómico y robusto**, ideal para uso continuo
- **Funciones avanzadas** de tara, conteo y porcentaje

ventas@abatec.com.mx