

Balanza de Precisión Equinox-EPB 1203i

Descripción

La **Balanza de Precisión Equinox-EPB 1203i** está diseñada para ofrecer **mediciones de alta exactitud y repetibilidad**, siendo una solución ideal para **laboratorios, universidades y áreas de control de calidad** que requieren resultados confiables.

Equipada con una **pantalla táctil a color de 5 pulgadas**, proporciona una interfaz intuitiva y moderna que facilita la configuración y operación. Sus **funciones avanzadas** incluyen conteo de piezas, pesaje porcentual, acumulación de resultados, control de densidad y tara automática, lo que la convierte en una herramienta versátil para diversas aplicaciones.

La conectividad mediante **puertos USB y RS-232** permite transferir datos fácilmente a computadoras e impresoras sin necesidad de software adicional. Además, su **cámara de pesaje con puertas deslizantes** protege contra interferencias externas, asegurando la máxima precisión.

Con un diseño **robusto, ergonómico y de alta durabilidad**, la **Equinox-EPB 1203i** combina tecnología avanzada con facilidad de uso, destacándose como una de las mejores opciones en su categoría.

□□Características principales

- Capacidad: **120 g**

ventas@abatec.com.mx

- Legibilidad: **0.001 g**
- Pantalla **táctil a color de 5″**
- Funciones: **conteo de piezas, pesaje porcentual, acumulación, control de densidad y tara automática**
- Conectividad: **USB y RS-232**
- Diseño **moderno, robusto y ergonómico**

ventas@abatec.com.mx