

Balanza de Precisión Equinox-EPB 2103i

Descripción

La **Balanza de Precisión Equinox-EPB 2103i** está diseñada para ofrecer **mediciones precisas, confiables y repetibles**, siendo ideal para **laboratorios, universidades, investigación y control de calidad**.

Cuenta con una **pantalla táctil a color de 5 pulgadas** que permite un manejo intuitivo y rápido de todas sus funciones. Incluye herramientas avanzadas como **conteo de piezas, pesaje porcentual, acumulación de resultados, determinación de densidad y tara automática**, adaptándose a diversas aplicaciones profesionales.

La balanza incorpora **puertos USB y RS-232**, lo que permite transferir datos fácilmente a computadoras e impresoras sin necesidad de software adicional. Además, su **cámara de pesaje con puertas deslizantes** protege las muestras de interferencias externas, garantizando máxima exactitud.

Con un diseño **robusto, moderno y ergonómico**, la **Equinox-EPB 2103i** combina **tecnología avanzada, facilidad de uso y precisión**, siendo una herramienta confiable para entornos de alta exigencia.

□□Características principales

- Capacidad: **210 g**

ventas@abatec.com.mx

- Legibilidad: **0.001 g**
- Pantalla **táctil a color de 5″**
- Cámara de pesaje con **puertas deslizantes**
- Funciones: **conteo de piezas, pesaje porcentual, acumulación, determinación de densidad y tara automática**
- Conectividad: **USB y RS-232**
- Diseño **robusto, moderno y ergonómico**