

Balanza de Precisión Solis-SPB 1203i

Descripción

La **Balanza de Precisión Solis SPB 1203i** está diseñada para garantizar **mediciones exactas y confiables**, siendo ideal para **laboratorios, universidades y áreas de control de calidad**. Con una **capacidad de 1200 g** y una **legibilidad de 0.001 g**, ofrece un rendimiento de alta precisión en aplicaciones analíticas exigentes.

Su **pantalla gráfica clara y fácil de leer** permite una visualización rápida de los resultados en cualquier condición de iluminación. Además, incluye **funciones avanzadas** como conteo de piezas, pesaje porcentual, verificación de peso, acumulación de resultados y tara automática, lo que la convierte en una herramienta versátil y eficiente.

Gracias a su **conectividad mediante USB y RS-232**, la Solis SPB 1203i facilita la transferencia de datos a computadoras, impresoras y sistemas de gestión, sin necesidad de software adicional. Su diseño robusto, compacto y ergonómico asegura un uso confiable en entornos de trabajo intensivos.

□□Características principales

- Capacidad: **1200 g**
- Legibilidad: **0.001 g**

ventas@abatec.com.mx

- Pantalla gráfica de **alta resolución**
- Funciones: **conteo de piezas, pesaje porcentual, verificación de peso, acumulación y tara automática**
- Conectividad: **USB y RS-232**
- Diseño **robusto, ergonómico y compacto**

ventas@abatec.com.mx