

Balanza de Precisión Solis-STB 3202i

Descripción

La **Balanza de Precisión Solis STB 3202i** ofrece **mediciones exactas y confiables** para laboratorios, universidades, centros de investigación y áreas de control de calidad. Con una **capacidad de 3200 g** y una **legibilidad de 0.01 g**, es ideal para aplicaciones que requieren precisión constante y facilidad de uso.

Equipada con una **pantalla gráfica de alta resolución**, la **Solis STB 3202i** garantiza lecturas claras en todo momento. Sus **funciones avanzadas**, como conteo de piezas, pesaje porcentual, acumulación de resultados, verificación de peso y tara automática, optimizan los procesos de análisis en distintos entornos profesionales.

La **Balanza de Precisión Solis STB 3202i** también incluye **conectividad USB y RS-232**, lo que facilita la transferencia de datos a computadoras e impresoras sin necesidad de software adicional. Su diseño robusto, ergonómico y duradero asegura un rendimiento confiable en el uso diario.

□□Características principales

- Capacidad: **3200 g**
- Legibilidad: **0.01 g**

ventas@abatec.com.mx

- Pantalla gráfica de **alta resolución**
- Funciones: **conteo de piezas, pesaje porcentual, acumulación, verificación de peso y tara automática**
- Conectividad: **USB y RS-232**
- Diseño **ergonómico, robusto y duradero**

ventas@abatec.com.mx