

Agitador magnético big squid white

Descripción

Big Squid White: Agitación Compacta, Potente y Sostenible

El **Big Squid White** es un agitador magnético de alto rendimiento, ideal para laboratorios que necesitan un equipo compacto y eficiente. Gracias a su superficie de cristal templado, ofrece una excelente resistencia química. Por lo tanto, se adapta bien a una amplia variedad de aplicaciones. Además, su base de TPC-ET también resiste productos químicos y está hecha con materiales reciclables, lo que lo convierte en una opción más sostenible. Aunque su diseño es compacto, el Big Squid White sorprende por su potencia. Su motor, controlado electrónicamente, permite agitar hasta **1.5 litros** de líquido. Asimismo, alcanza velocidades de **0 a 2500 rpm**, lo que lo hace versátil para diferentes tipos de mezclas. La velocidad se ajusta fácilmente con una perilla giratoria y se muestra con precisión en su indicador digital LED. Por otro lado, su peso ligero de **0.889 kg** y sus dimensiones reducidas lo hacen perfecto para espacios limitados. También es fácil de transportar, lo que resulta útil en laboratorios con estaciones móviles o múltiples áreas de trabajo. En resumen, si buscas un agitador fiable, resistente y fácil de usar, el Agitador magnético big squid white es una excelente elección. Combina rendimiento, durabilidad y diseño inteligente en un solo equipo.

ventas@abatec.com.mx