

Bloque calefactor (HF200)

Descripción

El **HF200** de Yamato es un **bloque calefactor de alta precisión y doble capacidad**, diseñado para **calentamiento rápido y control exacto de temperatura** en tubos de ensayo y muestras de laboratorio.

Características principales

- **Alta precisión:** Ajuste de temperatura con **±0,2 °C** y función de **compensación de calibración**.
- **Bloque dual: 2 bloques de aluminio** para hasta 10 tipos de tubos de ensayo.
- **Control inteligente:** Control **PID digital** con sensor Pt100Ω para estabilidad térmica.
- **Funciones de operación versátiles:** Temperatura fija, temporizador de inicio automático y parada automática rápida.

ventas@abatec.com.mx

- **Seguridad avanzada:** Disyuntor de sobrecorriente/fuga eléctrica, prevención automática de sobrecalentamiento, relé principal y bloqueos de teclas.
- **Accesorio incluido:** Mango para carga y descarga segura de bloques de aluminio.

Aplicaciones

- Laboratorios químicos, farmacéuticos y biológicos.
- Calentamiento uniforme de **tubos de ensayo y pequeñas muestras**, con capacidad doble para más eficiencia.
- Procesos que requieren **alta precisión y seguridad en el control de temperatura**.

ventas@abatec.com.mx