

# Placa calefactora C-MAG P 4

## Descripción

**Placa calefactora C-MAG P 4** La C-MAG P 4 está diseñada para ofrecer un rendimiento confiable y seguro en entornos de laboratorio. Su superficie de vidrio cerámico es resistente a químicos y fácil de limpiar. Por lo tanto, resulta ideal para aplicaciones diarias que requieren precisión y durabilidad. Además, incorpora funciones de seguridad avanzadas como el circuito de protección contra sobretemperatura y el indicador Hot Top, que advierte cuando la superficie está caliente. De esta manera, se reduce el riesgo de accidentes. Asimismo, su pantalla digital LED permite un control exacto de la temperatura y muestra códigos de error para un diagnóstico rápido.

## Características principales Placa calefactora C-MAG P 4

- Superficie de vidrio cerámico de alta resistencia química y fácil limpieza.
- Circuito de seguridad fijo con límite de 550 °C para mayor protección.
- Indicador Hot Top que alerta sobre superficie caliente y previene quemaduras.
- Ajuste preciso de la temperatura mediante pantalla digital (LED).
- Pantalla con códigos de error digitales que facilita el diagnóstico y la operación.



ventas@abatec.com.mx