

Placa calefactora C-MAG P 7

Descripción

Placa calefactora C-MAG P 7

La Placa calefactora C-MAG P 7 combina durabilidad, precisión y seguridad en un diseño compacto, ideal para uso en laboratorio. Además, su superficie de vidrio cerámico ofrece excelente resistencia química y facilita la limpieza diaria. Por lo tanto, resulta adecuada para trabajos con sustancias agresivas. Igualmente, se adapta a diferentes entornos de laboratorio gracias a su diseño robusto.

Asimismo, el panel de control elevado protege contra derrames de líquidos. Esto aumenta la seguridad durante el trabajo. La placa permite un control exacto de la temperatura mediante pantalla digital. Con la conexión de termómetros de contacto, garantiza resultados precisos en cada experimento. De hecho, el manejo es sencillo incluso para usuarios menos experimentados.

De manera adicional, incorpora funciones de seguridad avanzadas, como el circuito de protección contra sobretemperatura y el indicador Hot Top. Este último avisa al usuario sobre la superficie caliente y ayuda a prevenir accidentes. En consecuencia, la C-MAG P 7 combina rendimiento y seguridad en un solo equipo.

Características principales

ventas@abatec.com.mx

- Superficie de vidrio cerámico resistente a químicos y fácil de limpiar.
- Circuito de seguridad fijo con límite de 550 °C (1022 °F).
- Indicador Hot Top que alerta sobre superficie caliente para evitar quemaduras.
- Ajuste preciso de la temperatura mediante pantalla digital LED.
- Buje según DIN 12878 para conectar termómetros de contacto (p. ej., ETS-D5) y controlar la temperatura con exactitud.
- Pantalla de código de error digital para facilitar diagnósticos.
- Panel de control elevado que protege contra derrames de líquidos.

Por lo tanto, la C-MAG P 7 es una solución confiable, segura y precisa para cualquier laboratorio que necesite control exacto de temperatura y facilidad de limpieza.

ventas@abatec.com.mx