

Cabina de bioseguridad para manipulación de animales NU-677-600 Clase II, Tipo A2

Descripción

Cabina de bioseguridad NU-677-600

La cabina de bioseguridad **para vivarios NuAire** está diseñada para ofrecer **máxima seguridad y ergonomía** en laboratorios de manejo animal. Su **abertura certificada** facilita el acceso a jaulas grandes, permitiendo una manipulación cómoda y eficiente. Además, incluye **ruedas y barras de tracción**, lo que facilita su movilidad dentro del bioterio.

Flujo de Aire y Contención Confiable

- Motor **ECM de corriente continua** distribuye uniformemente un **flujo laminar descendente**.
- Supera la saturación del **filtro HEPA**, garantizando **contenencia segura**.

ventas@abatec.com.mx

- Paredes laterales y traseras de **acero inoxidable** para limpieza sencilla y mantenimiento de la integridad del área de trabajo.

Sistema de Control AeroMax™

- Monitorea la **presión y rendimiento del flujo de aire** en tiempo real.
- Luces LED multicolores y alarmas acústicas alertan ante cualquier desviación de los parámetros óptimos.
- Garantiza **protección constante** del usuario y del producto.

ventas@abatec.com.mx