

CBC 5 basic

Descripción

El **CBC 5 basic** es un **termostato de circulación de alta potencia** diseñado para aplicaciones que requieren **rango de temperaturas desde -25 °C hasta +200 °C**, con **elevada capacidad calorífica y frigorífica**. Gracias a su **bomba de presión y succión controlada por velocidad**, este equipo es ideal tanto para aplicaciones internas como externas en **laboratorios, procesos de investigación, control de calidad e industria química y farmacéutica**.

Especificaciones técnicas

- Tipo de aplicación: **Termostato de circulación**
- Clasificación DIN 12876: **III (FL)**
- Refrigerante: **R134a (250 g)**
- Rango de temperatura: **-25 a +200 °C**
- Potencia de calefacción: **1250 W**

ventas@abatec.com.mx

- Estabilidad de temperatura (DIN 12876 @ +70 °C): **±0.02 K**
- Volumen de baño: **5 – 7 l**
- Dimensiones: **275 × 690 × 490 mm**
- Peso: **45 kg**
- Nivel de ruido: **55 dB(A)**
- Voltaje: **100 – 115 V**, Frecuencia: **50/60 Hz**, Consumo: **1750 W**

ventas@abatec.com.mx