

Centrífuga AFI LISA Refrigerada

Descripción

Centrífuga de laboratorio refrigerada LISA MultiLab – Alto rendimiento y control térmico en tareas de rutina

La centrífuga refrigerada LISA MultiLab es una solución avanzada diseñada para **laboratorios clínicos y hospitales** que necesitan mantener la integridad de las muestras sensibles a la temperatura durante los procesos de centrifugación .

En primer lugar, esta versión incorpora **refrigeración activa de alta precisión**, ideal para pruebas rutinarias de alta demanda, como el procesamiento de muestras de sangre, orina o componentes celulares en tubos de 5 a 7 ml.

Además, permite un control confiable de la temperatura, asegurando resultados consistentes y reproducibles. **Por lo tanto**, se convierte en una herramienta indispensable para laboratorios que buscan eficiencia y seguridad. **Asimismo**, garantiza la conservación óptima de las muestras durante todo el proceso. **De este modo**, los usuarios pueden optimizar sus flujos de trabajo sin comprometer la calidad de los análisis.

Fabricada con la calidad y el diseño característico de **AFI Francia**, la centrífuga LISA combina **estética profesional, tamaño compacto, bajo nivel de ruido y una interfaz altamente intuitiva por consiguiente** la convierte en una aliada perfecta para laboratorios que requieren eficiencia operativa y un entorno ergonómico.

ventas@abatec.com.mx

Refrigeración eficiente para proteger tus muestras

El sistema de refrigeración integrado en la **LISA MultiLab refrigerada** permite trabajar con temperaturas estables incluso en ciclos prolongados. Esto es crucial en aplicaciones donde se deben conservar proteínas, ADN, plasma u otros componentes termo-sensibles.

- **Control de temperatura preciso**: rango ajustable desde -10 °C hasta +40 °C.
- **Programa de preenfriamiento**: ideal para evitar choques térmicos antes del inicio del ciclo.
- **Refrigeración por compresor silencioso**, que mantiene la operación sin generar calor adicional en el ambiente.

Alto rendimiento y capacidad en tamaño reducido

Aunque es una **centrífuga compacta**, la LISA refrigerada permite procesar **hasta 96 tubos de 5-7 ml** por ciclo gracias a su estructura monobloque, lo que la hace ideal para entornos con alta carga de trabajo y espacio limitado.

Sus rotores están diseñados para ofrecer **una distribución equilibrada de la fuerza centrífuga**, asegurando una sedimentación precisa y uniforme, incluso con carga completa.

Interfaz intuitiva y silenciosa

LISA cuenta con una gran **pantalla táctil a color**, completamente compatible con guantes, que permite una **programación rápida y sencilla** de todos los parámetros del ciclo, desde el tiempo y la velocidad hasta la temperatura deseada.


Su **funcionamiento ultrasilencioso** contribuye a un entorno de trabajo más cómodo y concentrado, reduciendo el estrés auditivo del personal técnico.

ventas@abatec.com.mx



ventas@abatec.com.mx

La centrífuga refrigerada LISA está equipada con el mejor sistema de flexibilidad, CLICK SPIN, para facilitar el cambio de aplicación sin herramientas.De esta forma, pasarás de una aplicación clínica a una aplicación de investigación con un solo clic.



ventas@abatec.com.mx