

Centrífuga de baja velocidad

Descripción

– Rango de velocidad de 300 a 5000 rpm – Se configura y muestra mediante RPM o fuerza G. – Dos programas P1/P2, fácil de iniciar el procedimiento con una sola tecla. – Dos ajustes de velocidad de desaceleración para satisfacer diferentes necesidades. – Pantalla LCD de fácil lectura y alerta sonora – Liberación automática del bloqueo de la tapa después de la puesta en marcha. – Motor CC sin escobillas que no requiere mantenimiento

ventas@abatec.com.mx