

Centro de tinción de tejidos KD-QS1100

Descripción

El centro de tinción de tejidos KD-QS1100 es un centro de tinción automatizado diseñado para optimizar los procesos de preparación de muestras histológicas. **Con este equipo**, los laboratorios logran resultados precisos y reproducibles, aumentando la eficiencia y facilitando el trabajo diario, **mientras** se mantiene la calidad en cada análisis.

Funciones de tinción

- **Carga de muestras en cualquier momento**, permitiendo tinción continua.
- **Configuración de estaciones repetidas** cuando una estación requiere más tiempo, acelerando el proceso.
- **Limpieza automática**: desde la estación No.2 hasta la No.17, con flujo de agua ajustable según necesidades.
- **Inicio y parada automáticos** durante la limpieza, con zumbador que indica la finalización del trabajo de tinción.

ventas@abatec.com.mx

- **Protección de agua**: si se bloquea el flujo, se apaga automáticamente y se activa una señal de advertencia.

- **Flexibilidad en estaciones**: durante el proceso automático, cualquier estación se puede cambiar según los requerimientos.

- **Monitoreo visual** mediante un gráfico dinámico que muestra el estado del trabajo de tinción en tiempo real.

ventas@abatec.com.mx