

Recirculador de agua por circuito con retorno de agua CF303-Y

Descripción

El Recirculador de agua por circuito con retorno de agua **CF303-Y** de Yamato es un **circulador de agua de refrigeración compacto y de alto rendimiento**, ideal para aplicaciones que requieren **control confiable de temperatura**. Su diseño ecológico y su mayor capacidad de refrigeración lo hacen superior a modelos anteriores.

Características principales

- **Circulación cerrada externa** con control de encendido y apagado del refrigerador.
- **Rango de temperatura de funcionamiento:** 5 °C a 35 °C.
- **Rango de control de temperatura:** -20 °C a 30 °C.
- **Caudal máximo:** aprox. 10 L/min (60 Hz).
- **Capacidad del tanque interior:** 3,9 L (volumen útil 3,5 L).
- **Material del tanque:** Acero inoxidable.

ventas@abatec.com.mx

- **Diseño compacto:** mismas dimensiones que el modelo CF302L, con mayor capacidad de refrigeración.
- **Ecológico:** refrigerante más respetuoso con el medio ambiente.
- **Accesorios incluidos:** boquillas para manguera flexible, manguera de drenaje de 1 m y abrazaderas de fijación.