

Recirculador de agua por circuito sin retorno de agua CTW812S

Descripción

El **CTW812S** de Yamato es un re **circulador de agua externo abierto de precisión** con refrigeración tipo Peltie, ideal para rmantener **agua a temperatura constante** en aplicaciones de laboratorio. Su **control digital de potencia y comunicación RS485** permiten un manejo centralizado y exacto desde un PC.

Características principales

- **Refrigeración y calefacción independiente:** Control preciso del agua a temperatura constante, sin uso de freón.
- **Alta precisión:** ±0,1 °C de ajuste de temperatura.
- **Flexible:** Se puede elegir **tipo integrado** o **tipo separado**.
- **Funciones automáticas avanzadas:** Inicio/parada automática, parada rápida, programas de hasta 99 pasos con gradientes y repetición.

ventas@abatec.com.mx

- **Seguridad completa:** Disyuntor de fugas eléctricas, detección de anomalías (sensor, sobrecalentamiento, Peltier, límites de temperatura, fuente de alimentación y comunicación).

- **Monitorización y control:** Autodiagnóstico, compensación de calibración, conmutación de sensor externo, bloqueo de teclas, visualización de consumo de energía.

- **Gestión centralizada:** Comunicación RS485 incluida para control desde PC.

ventas@abatec.com.mx