

Congelador de laboratorio bajo encimera i.Series® iLF105-GX

Descripción

Congelador de laboratorio bajo encimera i.Series®

Protege tus productos más valiosos con la excelencia de Helmer Scientific. Además, el congelador de laboratorio bajo encimera i.Series® es la solución definitiva para el almacenamiento profesional de muestras, reactivos y vacunas. Su diseño de grado médico garantiza una conservación segura y fiable.

Por lo tanto, este congelador redefine el almacenamiento de laboratorio, ya que utiliza la innovadora tecnología OptiCool™. De hecho, ofrece un rendimiento superior que se centra en tres aspectos cruciales:

- Rendimiento optimizado: La tecnología OptiCool™ garantiza uniformidad, estabilidad y recuperación de temperatura excelentes, lo que asegura la integridad de tus muestras. El rango es de -15 °C a -30 °C.

- Eficiencia inteligente: Además, reduce tus costos, siendo un 30 % más eficiente que los modelos tradicionales.

ventas@abatec.com.mx

- Ambiente silencioso: Por consiguiente, el nivel de ruido de solo 46 dB crea un espacio de trabajo más tranquilo y cómodo.

Asimismo, el c ongelador i.Series® va más allá de un simple equipo. Su exclusivo Centro de Información i.C3® ofrece control avanzado. La pantalla táctil a color permite monitorear el rendimiento en tiempo real, mientras que también puedes acceder a registros detallados y usar funciones de seguridad con contraseña.

Entre las características que marcan la diferencia Congelador de laboratorio bajo encimera i.Series® se incluyen:

- Seguridad avanzada: El sistema de alarmas alerta inmediatamente sobre problemas de temperatura, puerta abierta, fallos de energía o batería baja.

- Diseño compacto y funcional: Su tamaño es ideal para instalarlo bajo encimeras estándar y cumple con la normativa ADA. Además, los estantes ajustables optimizan el espacio.

- Fiabilidad certificada: Confía en un equipo avalado por Energy Star®, QPS, CE y RoHS, por lo que también cumple con la estricta norma de almacenamiento de vacunas NSF/ANSI 456.