

EasySyn 5000 Advanced Reactor system

Descripción

EasySyn es parte del Sistema de reacción EasySyn 5000 Advanced, y es un sistema de reacción para **síntesis orgánicas o acuosas**, diseñado para garantizar **reacciones seguras y reproducibles** desde laboratorio hasta escala piloto.

El **EasySyn 5000 Advanced** incluye un **sistema completo de laboratorio**, compatible con el **software labworldsoft® 6 de IKA** para automatizar procesos. Los materiales permiten operar entre **-50 y 200 °C** y hasta un **vacío de 3 mbar**.

Información Técnica

- **Volumen nominal:** 5 L
- **Dimensiones de brida:** DN150
- **Aplicación de vacío:** sí, hasta 3 mbar
- **Rango de temperatura:** -50 a 200 °C
- **Volumen utilizable mínimo:** 1000 ml

ventas@abatec.com.mx

- **Volumen mínimo con sensor de temperatura:** 1500 ml
- **Esfuerzo de torsión máximo:** 100 Ncm
- **Dimensiones (An x Al x Pr):** 500 x 950 x 580 mm
- **Interfaz RS 232:** sí
- **Interfaz USB:** Micro-USB