ventas@abatec.com.mx



Estación de transferencia de animales de acceso abierto y de doble cara NU-620

Descripción

La **estación de transferencia de animales NU-620** está diseñada para **mejorar la bioseguridad y eficiencia** en vivarios. Su **flujo de aire laminar con filtración HEPA** garantiza un entorno estéril para la manipulación segura de **ratones, ratas y otros animales pequeños**. La estructura **accesible por ambos lados** y las **ruedas omnidireccionales** facilitan la movilidad y el trabajo ergonómico, incluso en espacios reducidos.

Fácil transferencia de jaulas con amplia abertura

- **Abertura frontal de 356 mm (14”)** que permite acceso a jaulas grandes.
- Mayor libertad de movimiento para los técnicos de vivario.
- Minimiza la tensión durante las transferencias y mantiene la **esterilidad de los animales**.
- Ideal para vivarios que requieren **precisión y cuidado en la manipulación de animales**.

ventas@abatec.com.mx