

Estación de transferencia de animales de un solo lado NU-621

Descripción

La **estación de transferencia de animales NU-621** **NuAire** **de un solo lado** está diseñada para brindar **máxima seguridad y eficiencia** en entornos de vivario. Con una potente barrera de aire frontal y flujo descendente filtrado por **HEPA**, protege tanto al técnico como a los animales de laboratorio. La NU-621 es ideal para procedimientos de cambio de jaulas, minimizando la exposición a alérgenos. Disponible en tres tamaños y con base motorizada ajustable, esta estación promueve un trabajo ergonómico y seguro.

Mayor seguridad con una barrera de aire más resistente

La **estación de transferencia de animales NuAire NU-621** es líder en protección dentro del vivario. Su barrera de aire de 0.38 m/s reduce significativamente la propagación de alérgenos y mantiene un entorno estéril durante la manipulación de jaulas. Esta protección es esencial para preservar la salud del personal y la integridad de los animales.

Garantizar la esterilidad animal con un flujo de aire limpio

Gracias a su sistema de flujo laminar descendente, la **estación de transferencia NU-621** asegura un entorno libre de contaminación cruzada. El aire limpio y continuo, filtrado por HEPA, garantiza condiciones óptimas de trabajo, ideales para preservar la salud animal y mantener la integridad de los procedimientos.

Comodidad óptima para animales de laboratorio

ventas@abatec.com.mx

El diseño de la NU-621 incluye iluminación blanca y opción de luz roja, lo cual reduce el estrés en ratones y ratas. Además, su bajo nivel de vibraciones y ruido crea un entorno tranquilo que favorece el comportamiento natural de los animales y la confiabilidad de los datos experimentales.

Personalice el flujo de trabajo con una configuración flexible del espacio de trabajo

Adapte y optimice el flujo de trabajo de su laboratorio con un espacio de trabajo totalmente configurable para satisfacer sus necesidades específicas. Esta estación de un solo lado ofrece una flexibilidad inigualable, permitiéndole organizar y personalizar su espacio según sus operaciones diarias. Cada elemento está diseñado pensando en la eficiencia, desde ruedas fácilmente móviles y barras ergonómicas de empuje/tracción hasta una base ajustable que se adapta a la altura de los técnicos. Opciones adicionales como una lupa para trabajos detallados, estantes laterales para un almacenamiento organizado y un desinfectante de manos integrado promueven un entorno limpio y sin interrupciones. Personalice su configuración para agilizar los procedimientos, mejorar la precisión y contribuir al bienestar animal sin esfuerzo.

Agilice la limpieza y prolongue la vida útil del filtro

Mejore la limpieza del laboratorio con un diseño centrado en la facilidad de mantenimiento y la durabilidad. La innovadora bandeja de trabajo vertical permite una limpieza a fondo bajo la superficie de trabajo. Junto con un sofisticado sistema de prefiltración, atrapa eficazmente partículas más grandes, como lechos y pelos, prolongando la vida útil de los filtros HEPA de suministro y escape. Estas características garantizan un entorno siempre limpio, vital para la precisión de la investigación y el bienestar de los animales de laboratorio, a la vez que optimizan la eficiencia operativa y reducen los costos de mantenimiento a largo plazo.
Estación de transferencia de animales AllerGard NU-621

ventas@abatec.com.mx