

Estación de transferencia de animales para ratas de laboratorio Innovive NU-620R

Descripción

La estación de transferencia de ratas de laboratorio AllerGard NU-620R Innovive es la solución ideal para vivarios que buscan eficiencia y máxima esterilidad. Diseñada para usarse con jaulas desechables Innovive, esta estación garantiza un flujo de aire limpio con filtro HEPA, asegurando calidad de aire ISO Clase 5. Su diseño ergonómico con altura ajustable y amplia zona de trabajo mejora la comodidad y productividad del usuario, mientras que la compatibilidad con jaulas Innovive facilita la limpieza y el mantenimiento. Esta estación es fundamental para el manejo seguro y eficiente de ratas en laboratorios modernos.

Pozo profundo para jaulas Innocage® IVC

La superficie de trabajo de la NU-620R incluye un pozo profundo que permite colocar y abrir pilas estériles de jaulas Innocage® IVC bajo flujo de aire con filtro HEPA. Esta característica optimiza el proceso de transferencia y mantiene un ambiente controlado para proteger la salud de los animales. Para más información sobre jaulas Innovive, consulta nuestra página de jaulas para ratas Innovive.
Estación de transferencia de animales NU-620R Innocage IVC Pozo profundo para ratas

Gestión segura de jaulas sucias

La estación incorpora un estante plegable para colocar contenedores donde se acumulan las jaulas sucias tras el cambio. Esto mantiene el área de trabajo limpia y organizada, facilitando

ventas@abatec.com.mx

la eliminación segura de residuos. La bolsa estéril se puede cerrar y retirar fácilmente, asegurando un manejo higiénico.

Estación de transferencia de animales NU-620R Recogida de jaulas sucias

Soportes para comederos en zona limpia

Los soportes integrados para comederos estériles Innocage® permiten abrir y guardar estos materiales bajo flujo de aire filtrado HEPA, maximizando la esterilidad y facilitando el acceso durante los cambios de jaula. Para conocer más sobre el manejo de insumos en vivarios, visita nuestra guía de mantenimiento y limpieza de vivarios.

Portaalimentos para estación de transferencia de animales NU-620R

Superficie de trabajo segmentada

La superficie NU-620R presenta un patrón de ranuras de aire que separan las zonas limpias y sucias para prevenir la contaminación cruzada. Además, el hueco profundo ubicado a la izquierda brinda un espacio accesible y optimizado para la colocación de jaulas Innocage® IVC, mejorando la ergonomía del técnico y la eficiencia del flujo de trabajo.

Diseño de superficie de trabajo de la estación de transferencia de animales NU-620R

ventas@abatec.com.mx